合成ペプチドを用いて未分化 iPS 細胞を 効率的・選択的に除去する手法を開発

ポイント

- iPS 細胞に対して毒性を有し、それ以外の細胞にはほとんど毒性をもたないペプチド D-3 を新たに 合成した。
- iPS 細胞由来の心筋細胞と未分化 iPS 細胞を混ぜて培養したのち、D-3 を用いて未分化 iPS 細胞を除去してから移植すると、移植した後の腫瘍の形成を防ぐことができた。
- 細胞表面のアルカリフォスファターゼ活性がペプチド D-3 の細胞毒性に必要であった。
- ペプチド D-3 は1時間から 2 時間という短時間の投与で iPS 細胞を簡便、かつ選択的に除去できた。

1. 要旨

Yi Kuang 研究員(京都大学 CiRA 未来生命科学開拓部門)、齊藤博英 教授(同部門)らの研究グループは、合成ペプチド 注1を用いて未分化 iPS 細胞を効率的・選択的に除去する手法を開発しました。

iPS 細胞を特定の細胞に分化させて移植する際、未分化のままの iPS 細胞が残っていると、移植後に腫瘍を形成する可能性があります。そこで、iPS 細胞を再生医療に用いるに当たっては、分化させた細胞集団に混在する iPS 細胞をいかに取り除くかが課題でした。研究グループは、iPS 細胞の表面に多く発現している ALP(アルカリフォスファターゼ)注2と結合すると構造が変わり、細胞を破壊するペプチド D-3注3を合成しました。D-3 を培地に添加することで、従来の手法よりも効率的に iPS 細胞を除去できました。また、D-3 を用いて iPS 細胞由来の細胞集団から iPS 細胞を除去すると、移植後に腫瘍が形成される確率を低減できることを確認しました。

本技術を応用することで、iPS 細胞を使った再生医療の安全性を高められると期待されます。

この研究成果は 2017 年 5 月 18 日正午(米国東部時間)に米国科学誌「Cell Chemical Biology」でオンライン公開されました。

2. 研究結果

1. 合成ペプチド D-3 を用いて iPS 細胞を効率的に除去することに成功

ホスホ D ペプチド ^{注 4}は、iPS 細胞の表面に多く発現している ALP の働きによって構造が変化し、細胞表面で凝集して細胞を破壊することが知られています。研究グループは、ホスホ D ペプチドの一種である D-3 を合成し、iPS 細胞を培養している培地に D-3 を添加して 2 時間おきました。培地から D-3 を除去した後、翌日に細胞を調べたところ、D-3 は未分化 iPS 細胞に対して高い毒性を示すことが明らかになりました。また、D-3 は他の細胞(心筋細胞など)にはほとんど毒性を示さないこともわかりました。





図 1 D-3 の作用によって iPS 細胞が破壊されるしくみ D-3 は iPS 細胞の表面に多く存在する ALP に反応して細胞を破壊します。

次に、iPS 細胞から分化させた細胞群に未分化 iPS 細胞が残存している状態を再現するために、未分化 iPS 細胞と、iPS 細胞から分化した心筋細胞を 1:9 の割合で混ぜて二日間培養しました。そこに D-3 を添加して 1 時間後、培地から D-3 を除去し、翌日に未分化 iPS 細胞がどのくらい残っているかを調べました。すると、D-3 を添加しない場合、未分化 iPS 細胞が増殖し、全ての細胞の 20.8%を占めていたのに対して、D-3 を添加した場合は未分化 iPS 細胞の割合が 0.4% (バックグラウンドレベル) に減少していたことがわかりました。



赤…未分化 iPS 細胞の割合 緑…心筋細胞の割合 1 つの点は細胞 1 個を表す。

図 2 D-3 を添加しない場合と添加した場合の iPS 細胞の割合 \pm :iPS 細胞と心筋細胞を混ぜて、D-3 を添加せずに培養。

右:iPS 細胞と心筋細胞を混ぜて培養し、D-3 を添加。

2. D-3 を用いて iPS 細胞由来の細胞を移植した後の腫瘍形成を抑制することに成功

iPS 細胞から分化させた細胞を移植する際、D-3 を使って iPS 細胞を除去することで移植後の腫瘍形成が抑えられるかどうかを調べるため、iPS 細胞と、iPS 細胞から分化させた心筋細胞を 1:9 の割合で混ぜて培養し、D-3 を加えて 1 時間後、培地から D-3 を除去し、翌日にマウスの精巣に移植しました。3 か月後に移植後の精巣を観察すると、D-3 で処理しなかった場合には、移植した 8 つの精巣のうち 7 つで腫瘍が形成されたのに対して、D-3 で処理をすると、移植した 8 つの精巣のいずれにも腫瘍は形成されませんでした。なお、iPS 細胞のみを移植した場合には 5 つの精巣のうち 5 つに腫瘍が認められましたが、心筋細胞のみを移植した場合は、移植した 6 つの精巣のいずれにも腫瘍は形成されませんでした。



図3 移植から3か月後の精巣

左上:iPS 細胞と心筋細胞を混ぜて培養したのち、そのまま移植

右上:iPS 細胞と心筋細胞を混ぜて培養したのち、D-3 で処理して移植

左下:iPS 細胞のみを D-3 で処理せずに移植 右下:心筋細胞のみを D-3 で処理せずに移植

4. まとめ

本研究では、iPS 細胞に対して毒性をもち、それ以外の細胞には毒性をほとんど示さない合成ペプチド D-3 を発見しました。また、D-3 を用いて iPS 細胞を除去することで、iPS 細胞由来の細胞を移植したのち、腫瘍が形成されるのを防ぐことができました。今後、本技術を応用することで、iPS 細胞を簡便・選択的・効率的に除去して、目的とする細胞の純化が容易になることが期待されます。また、iPS 細胞の再生医療への応用における安全性が高まることが期待されます。

5. 論文名と著者

〇 論文名

"Efficient, Selective Removal of Human Pluripotent Stem Cells via Ecto-Alkaline Phosphatase-Mediated Aggregation of Synthetic Peptides"

〇 ジャーナル名

Cell Chemical Biology

〇 著者

Yi Kuang¹, Kenji Miki¹, Callum J. C. Parr¹, Karin Hayashi¹, Ikue Takei¹, Jie Li², Mio Iwasaki¹, Masato Nakagawa¹, Yoshinori Yoshida¹, and Hirohide Saito¹*

※責任著者

〇 著者の所属機関

- 1. 京都大学 iPS 細胞研究所(CiRA)
- 2. ブランダイス大学 Deparment of Chemistry, Brandeis University, Waltham, MA, USA.

6. 本研究への支援

本研究は、下記機関より資金的支援を受けて実施されました。

- 日本学術振興会科学研究費補助金「基盤研究 S」(15H05722)「人工 RNP ナノシステムを活用した細胞プログラミング技術の創出」
- 日本医療研究開発機構 再生医療実現拠点ネットワークプログラム 「iPS 細胞研究中核拠点」
- ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム
- Schlumberger's Faculty for the Future program for postdoctoral funding

7. 用語説明

注 1) 合成ペプチド

アミノ酸という物質が複数つながったものをペプチドという。ペプチドがさらに長くつながり、複雑な構造をとるようになったものがタンパク質である。合成ペプチドとは、人工的に合成されたペプチドを指す。

注 2) ALP(アルカリフォスファターゼ)

iPS 細胞の表面に多く存在する酵素。結合した物質のリン酸基を外す働きがある。

注 3) D-3

ホスホ D ペプチドの一種。本研究では、構造が部分的に異なるホスホ D ペプチドを 4 種類合成した。合成したペプチドのうち、iPS 細胞に対する毒性が最も高い D-3 に着目して実験を行った。

注 4) ホスホ D ペプチド

リン酸基をもつペプチド。ペプチドは多数のアミノ酸が連なってできている。アミノ酸には、同じ種類のアミノ酸であっても、立体構造の違いによって D 体と L 体が存在する。自然界には L 体のアミノ酸が多い。ホスホ D ペプチドは、D 体のアミノ酸を含むペプチドである。